



## Profesionální mikroskop

Profesionální světelný [mikroskop](#) (viz obr. 170) obsahuje hranoly, které mění chod světelných [paprsků](#) tak, že je směřují do [okuláru](#) se dvěma tubusy. K tomuto mikroskopu je možné připojit též fotografické či televizní kamery, a tak lze obraz, který vznikl při zobrazení mikroskopem, zachytit na fotografii nebo televizní záznam.

Binokulární uspořádání dovoluje pozorovateli sledovat vzorek na podložním sklíčku pod nepatrně rozdílnými úhly, a tak získat pocit prostorového vidění.



Obr. 170



Obr. 171

V profesionálním mikroskopu se pozorovaný objekt obvykle osvětluje zespodu. [Světlo](#) žárovky se koncentruje do svazku paprsků a prochází filtry, kterými projde jen určitá oblast spektra (tj. světlo jen některých vlnových délek), a pomocí hranolu se odráží do kondenzoru. Kondenzor je soustava [čoček](#), které koncentrují světlo na malou oblast vzorku. Světlo procházející vzorkem se pak soustřeďuje jednou z objektivových čoček, které lze otočením celé soustavy čoček měnit podle požadovaného zvětšení. Vybraná čočka pak směřuje světlo nahoru do komplexní optiky, v níž se zvětšený obraz objektu zobrazí v binokuláru.

Pro pozorování neprůsvitných vzorků se používá [objektiv](#), který obsahuje vnější kroužkový kondenzor (viz obr. 171), který je soustřeďuje světlo dolů na vzorek. [Odražené světlo](#) prochází objektivem do okuláru, kde je možné pozorovat obraz povrchu vzorku.

Licence <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> zakazuje úpravy a komerční distribuci.